



CELLMED METHODE SCHRITT 2 – ZELLAKTIVIERUNG

SKIN BOOSTER Hyaluronsäure-Gelkonzentrat

Feuchtigkeitsarme Haut ist häufig empfindlich und spannt und juckt. Außerdem sieht sie rau, fahl, rissig oder sogar schuppig aus. Auch Trockenheitslinien- und Fältchen können sich bei feuchtigkeitsarmer Haut bilden oder verstärken. Das Hyaluronsäure-Gelkonzentrat ist eine wahre Feuchtigkeits- und Regenerationsquelle für säurebehandelte Haut. Mit hochmolekularer biotechnologisch gewonnener Hyaluronsäure wird die Haut langanhaltend mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt und vor dem Austrocknen bewahrt.



RETAIL

PROFESSIONAL

ANWENDUNGSGEBIET

- Für feuchtigkeitsarme, durstige Haut
- Volumenverlust

WIRKUNG

- Versorgt die Haut intensiv und lang anhaltend mit Feuchtigkeit und schützt sie vor dem Austrocknen
- Mildert Trockenheitslinien- und fältchen
- Fördert die Zellregeneration
- Wirkt ausgleichend und tonisierend
- Festigt und erfrischt die Haut

LEITWIRKSTOFFE

Hyaluronsäure HM

optimiert das Feuchtigkeitsbindevermögen der Haut, schützt sie vor äußeren Einflüssen und reduziert den transepidermalen Wasserverlust (TEWL)

Hyaluronsäure LM

erhöht das Feuchtigkeitsniveau der Haut, mildert Trockenheitslinien und Fältchen, pflegt die Haut spürbar

Palmitoyl Tripeptide-5

unterstützen die Kollagensynthese und wirken dem Kollagenabbau entgegen, fördern die Aktivität des TGF- β (tissue growth factor)

Gurkenextrakt

strafft, erfrischt die Haut und verfeinert die Poren

ANWENDUNG

Morgens und abends nach der Reinigung sparsam auf die Haut auftragen und sanft einklopfen ca. 5 Minuten einziehen lassen und im Anschluss die entsprechende Abschlusspflege auftragen.

PRODUKT-LINKS FÜR TROCKENE HAUT

- Mit allen BIODROGA MD Produkten kombinierbar
- NEEDLING - KONZEPT!



Produktbewertung
www.kosmetikanalyse.org
„Gut“